


# Czy wiesz że...

- Zmienił się widok i sposób wyliczenia refundacji.
- Można zweryfikować jaką maksymalnie ilość sztuk pacjent może mieć zrefundowaną i na wydaniu dopełnić do maksymalnej ilości zapisanej na zleceniu
- Jest możliwość zweryfikowania maksymalnej dopłaty dla produktu
- Jest również możliwość sprawdzenia dodatkowych informacji o zleceniu np. pobranych i zrealizowanych okresach wniosku

## I. Wyliczenie refundacji w programie GlobalMed



The screenshot shows the 'Realizacja zlecenia' (Order Fulfillment) screen. Key elements include:

- Order Details:** Pobrano do realizacji: 2022-01-27, Wydano: 2022-01-27, Miejsce realizacji: 27085, Kod świadczeń: 18.
- Refundation Section:** I.C.1.7 Liczba sztuk na miesiąc (dotyczy comiesięcznych zleceń) is set to 90. The price is 2,60 zł, resulting in a gross value of 234,00 zł.
- Summary Table:**

Kod przedmiotu	Strona	Ilość	Wartość brutto	Refundacja: procent i kwota dla pełnego limitu ilości	Kwota refundacji	Dopłata klienta	Edt.
P.101		90	234,00 zł	70% z (90 * 1,70 zł) = 70% z 153,00 zł = 107,10 zł	107,10 zł	126,90 zł	
		90,00	234,00 zł		107,10 zł	126,90 zł	
- Annotations:**
  1. Automatyczne przeliczenie kwoty refundacji
  2. Edycja refundacji
  3. Powrót do wyliczenia refundacji automatycznej
  4. Kwota dopłaty pacjenta
  5. Dopełnienie do maksymalnej ilości wydania na wniosku

Zmiana sposobu przeliczaniu refundacji polega na automatycznym przeniesieniu maksymalnej kwoty refundacji ze zlecenia do pola „*refundacja: procent i maks. kwota*”.

Wartość pobierana jest ze zlecenia PDF I z pola „*I.C.1.7 Liczba sztuk na miesiąc*”.

Natomiast jeżeli pacjent nie zdecyduje się na wybranie maksymalnej ilości na miesiąc wówczas wyliczane jest 30% dopłaty wartości brutto.

Aby ułatwić prawidłowe przeliczenie refundacji do programu zostały dodane nowe opcje

1. **Automatyczna kwota refundacji** - która zostaje wyliczona na podstawie danych ze zlecenia z kolumny I.C.1.7.
2. **Edycja refundacji** - umożliwia wpisanie ręcznie kwoty refundacji dla kodu przedmiotu i strony. Zostaje ona na stałe przypisana do wydania na zleceniu. Jeżeli mamy kilka wydań do zlecenia, wówczas musimy sprawdzić kwoty na pozostałych wydaniach.
3. **Powrót do wyliczanie refundacji automatycznej** - umożliwia powrót do automatycznego wyliczenia refundacji dla kodu przedmiotu i strony.
4. **Kwota dopłaty pacjenta** – jest to kwota dopłaty powstająca z automatycznego przeliczania, po przekroczeniu kwoty refundacji.
5. **Dopełnienie do maksymalnej ilości wydania** - umożliwia uzupełniania ilości wydanego towaru do maksymalnej, wynikającej z ilości towaru na zleceniu i ilości realizowanych okresów

## II. Podsumowanie na liście zleceń dla wydań w programie GlobalMed

Na liście zleceń w celach weryfikacyjnych zostało dodane również podsumowanie zlecenia dla każdego z wydań towaru np. przy dwóch wydaniach mamy wyszczególnione wartości wydania towaru oraz kwoty do całości zlecenia.

### Pierwsze wydanie

**Wydanie towaru**  
 Ilość: **30,0000**  
 Ilość rz.: **30,00000**  
 Cena. jedn.: **2,30**    Wartość brutto: **69,00**


**Całe zlecenie**  
 Kwota ref.: **63,00 zł**  
 Dopłata pac.: **84,00 zł**  
 Wartość brutto: **147,00 zł**

### Drugie wydanie

**Wydanie towaru**  
 Ilość: **30,0000**  
 Ilość rz.: **30,00000**  
 Cena. jedn.: **2,60**    Wartość brutto: **78,00**

**Całe zlecenie**  
 Kwota ref.: **63,00 zł**  
 Dopłata pac.: **84,00 zł**  
 Wartość brutto: **147,00 zł**

## III. Informacja o zleceniu w programie GlobalMed



The screenshot shows the 'Informacja o zleceniu' (Order Information) window. It contains the following details:


- Miejsce realizacji: 65904
- Kod świadczeń: .....JDKI
- ICD10 główne: G80
- Jednostka zlecająca: [4 1024] Niepubliczny Zakład Op
- Osoba zlecająca: .....
- Uprawnienia dodatkowe: 47ZN
- Okres zaopatrzenia: 2ł

Below these details is a table of existing order realizations:

Istniejące realizacje zlecenia :			
	Data pobrania	Od	Ile m
	2021-10-25	2021-10	1
	2021-09-28	2021-09	1
	2021-08-23	2021-08	1
	2021-07-28	2021-07	1
	2021-06-28	2021-06	1
	2021-05-26	2021-05	1
	2021-04-27	2021-04	1

At the bottom of the window, there is a table with columns: Kwota refundacji, Dopłata klienta, and Edt.

Kwota refundacji	Dopłata klienta	Edt.
47,25 zł	20,25 zł	

**Informacja o zleceniu** - po najechaniu na ikonkę  lub użyciu klawisza F1 można uzyskać dodatkowe informacje na temat zlecenia. Funkcja dostępna na skróconym widoku zlecenia.