




GlobalMed


GlobalMed - Automatyczna aktualizacja

Aktualizacja oprogramowania **GlobalMed** odbywa się automatycznie przy uruchomieniu programu.

Należy uruchomić program i zalogować się.



Po zalogowaniu program sprawdza, czy jest dostępna nowa wersja i automatycznie ją pobiera. Podczas pobierania pojawi się krótki komunikat informujący o pobieraniu aktualizacji. Czas pobrania aktualizacji uzależniony jest od prędkości i jakości łącza internetowego - standardowo trwa to kilka sekund.



Po zakończeniu pobierania program automatycznie się zrestartuje, ponownie pojawi się okno logowania. Po zalogowaniu program jest gotowy do pracy.